

bejot:

PL | Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy. Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów w oferowanych produktach nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

DE | Die Abmessungen sind ungefähr und können je nach ausgewählter Produktkonfiguration ändern. Die Anforderungen der Norm werden immer erfüllt. Bei unterschiedlichen Konfigurationen der Produkte können die Maße leicht variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion sowie den Parametern an angebotenen Produkten vorzunehmen ohne ihren allgemeinen Charakter zu ändern.

EN | Dimensions are approximate and may vary depending on the selected product configuration. The requirements of the standard are always met. In the configuration of equipment different from the one seat dimensions may vary slightly. The manufacturer reserves the right to introduce changes in the design and parameters of products offered without changing their overall nature.

Designed for your health



ACTIVE
seating


3D
movement

SUPPORT BASE FLEXI

PL | Dzięki **SUPPORT BASE FLEXI (SBF)** jesteś w ruchu nawet, gdy siedzisz. Nasze rozwiązanie aktywuje mikroruchy mięśni i tym samym wywołuje spontaniczne zmiany postawy. Te drobne zmiany pozycji odpowiadają na Twoją naturalną potrzebę ruchu, co bezpośrednio przekłada się na pozytywne efekty m.in. poprawia się krążenie krwi, dzięki czemu Twoje komórki są lepiej dotlenione. **SUPPORT BASE FLEXI** dedykowane jest dla wszystkich foteli obrotowych Bejot.

DE | Dank der Kollektion **SUPPORT BASE FLEXI (SBF)** bewegen Sie sich sogar beim Sitzen. Unsere Lösung aktiviert die Mikrobewegungen der Muskel und führt zu spontanen Änderungen der Körperhaltung. Diese kleinen Änderungen der Körperhaltung reagieren auf Ihren natürlichen Bewegungsbedarf, was direkt in der Blutzirkulation seinen Ausdruck findet – Ihren Zellen wird mehr Sauerstoff zugeführt. **SUPPORT BASE FLEXI** kann bei jedem Bejot-Sessel angewendet werden.

EN | Owing to **SUPPORT BASE FLEXI** you move even when sitting. Our solution activates the micro-movements of muscles and thereby induces spontaneous changes of posture. These little changes are a response to your natural need of movement, which directly translates into positive effects, for example it improves your blood circulation by oxygenating your cells. **SUPPORT BASE FLEXI** can be used in every single swivel chair made by Bejot.




ENJOY the difference



ML 103

	ML 103		ML 102	
	a:	685	a:	685
	b:	685	b:	685
	c:	1215-1385	c:	1045-1155
	d:	445-555	d:	445-555
	e:	185-260	e:	185-260



MILLA

design: Bejot Development Team



ML 102




ML 102
SBF



ML 103



ML 103
SBF



PL | Zagiówek regulowany góra-dół i pod kątem, tapicerowany siatką.
DE | Höhenverstellung und unter dem Winkel, mit Netz gepolstert.
EN | Headrest adjustable up-down and at an angle, upholstered in mesh.



PL | Niezależna regulacja podparcia lędźwiowego za pomocą napięcia membrany.
DE | Unabhängige Lordosenstütze durch Membrane-Spannung.
EN | Independent adjustment of lumbar support by using membrane tension.

dedykowane krzesła konferencyjne / spezielle Konferenzstühle / dedicated conference chairs



FD 270 1M/2M
page 54



FD 220 1M/2M
page 54



KY 220H 1M/2M
page 72



KY 230H 1M/2M
page 72



KY 220 1 M/2M
page 70



KY 230 1M/2M
page 70



Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv

bejot:



Bejot sp. zo.o., ul. Wybickiego 2A Manieczki, 63-112 Brodnica n.Poznań, POLAND
Tel.: +48 (61) 281 22 25, fax: +48 (61) 281 22 54, e-mail: biuro@bejot.eu
www.bejot.eu